

THERA|CARE

Deep Tissue Massager

Model 19-016



**PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS
CAREFULLY TO ENSURE PROPER USE AND
SAFE OPERATION OF YOUR MASSAGER.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTION MANUAL • ENGLISH

INDEX

Introduction.....	2
Warnings & Cautions	3-4
Features of Your Deep Tissue Massager	5
How to Use Your Deep Tissue Massager	6
Care, Maintenance and Storage.....	6
Electrical Specifications.....	7
FCC Information.....	7
Warranty	8
Instrucciones en Español.....	9-16

Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313
Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST

Manufactured for
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031

Made in China

#93-1564 11/22
©2022 Veridian Healthcare, LLC

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this Deep Tissue Massager. Please read this instruction manual completely before using your unit to ensure safe and effective use, as well as long life of the product.

Personal Massagers are intended for personal comfort, including temporary relief of minor aches and pains. Not intended for medical use.

WARNINGS & CAUTIONS

**PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL
COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS DEVICE.**



**DANGER- TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK
AND FIRE, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE
WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING THIS MASSAGER.
KEEP AWAY FROM WATER; DO NOT USE WHEN IN WATER.

DANGER

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
5. Do not use massager without attachments.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrical shock or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off massage heads.
2. Do not operate this appliance under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock or injury to persons.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or disabled persons.
4. This massager contains an electro magnetic motor. To avoid risk of injury, it must not be used within six inches of an implantable cardiac device.
5. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.







WARNINGS & CAUTIONS


6. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
7. Do not carry this appliance by electric cord or use cord as a handle.
8. Loop cord loosely when storing, tight wrapping may damage cord and internal parts.
9. Keep the cord away from heated surfaces.
10. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
11. Do not use outdoors.
12. Do not use where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
13. In case of pregnancy, diabetes or illness, consult your physician before using this massager.
14. Do not use massager if you have any of the following: sensitive skin, swollen or inflamed areas, in the presence of poor circulation, on insensitive skin, where skin eruptions are present, in the presence of unexplained calf or abdominal pain, varicose veins, front of the neck, genital areas.
15. Do not use damaged attachments. Discontinue use of attachments if cracked or broken. May cause injury to skin.
16. To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
17. Do not use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
18. Keep long hair away from massager while using.
19. Use heat feature carefully. May cause serious burns. Do not use over sensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

FEATURES OF YOUR DEEP TISSUE MASSAGER

MESSAGE HEAD ATTACHMENTS

This massager includes 7 massage head attachments for a variety of uses and massage experiences. Select the best head for your personal comfort preference.

			
<p>ROUND MESSAGE HEAD General head for whole body use.</p>	<p>HEAT MESSAGE HEAD Wide dome head for use with heat function.</p>	<p>PINPOINT MESSAGE HEAD Soft, silicone nodes for deep muscle relaxation.</p>	<p>FOOT MESSAGE HEAD Short nub silicone nodes for use on the feet.</p>
			
<p>ESSENTIAL OIL MESSAGE HEAD Application head for applying essential oil or cream.</p>	<p>6-NODE MESSAGE HEAD Deep, penetrating massage for back and waist.</p>	<p>SHIATSU POINT MESSAGE HEAD Nodes break up muscles, knots and adhesion for relief at specific trigger points. Suited for lower back, soles of feet, shoulders, neck.</p>	



DIGITAL DISPLAY AND BUTTONS

DIGITAL DISPLAY — Indicates Power ON / OFF, LEVEL for all features and remaining TIMER.

TIMER — Automatic timer default to 15 minutes; massager will turn off after 15 minutes. After setting preferences, display will show remaining timer countdown.

HEATING — For use only with Heating Massage Head; head will illuminate red to show it is on.

MODE — 6 massage modes: A1, A2, A3, A4, A5, A6

SPEED — 6 massage speeds: S1, S2, S3, S4, S5, S6

ON/OFF — Power button

HOW TO USE YOUR DEEP TISSUE MASSAGER

Read the **WARNINGS & CAUTIONS** section of this manual before use and always use common sense care when operating any electrical device.



EASY STEP INSTRUCTIONS

1. Plug the product into a standard electrical outlet.
2. Select and apply the desired massage head. Take care the head is applied firmly.
3. Use the controller to set the desired massage strength and massage mode. Press and release Mode and Speed to scroll through settings; start on the lower setting until you have adjusted to the strength of the massager.
4. If using the wide heat massage head, press the 'Heating' button to activate the heat feature. The heat massage head will illuminate red while in use.
5. The massager will turn off after 15 minutes; a countdown will show on the digital display.
6. Always unplug the device when not in use. Store away from children.

SAFE FOR USE ON: ARMS, SHOULDERS, UPPER AND LOWER BACK, LEGS, FEET
DO NOT USE ON: FACE, FRONT OF NECK OR GENITALIA

CARE, MAINTENANCE AND STORAGE

DISCONNECT THE MASSAGER FROM ELECTRICAL OUTLET AFTER USE AND BEFORE CLEANING.

- Power OFF and unplug massager when not in use.
- Do not submerge in water.
- Massager body – to clean, wipe with a soft cloth; do not use water, do not submerge, do not use soap or other chemical cleaners.
- Massager heads – all heads except 'heat massage head' may be cleaned with warm soap and water, rinse thoroughly and allow to dry completely before use; heat massage head may be wiped with a soft cloth, do not get wet or submerge.
- Store in a cool, dry place. Avoid exposure to prolonged sunlight. Do not store in the bathroom or other humid environments.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

VOLTAGE	AC 110 - 120V
FREQUENCY	50 Hz
POWER	25W

FCC INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION REQUIRED BY THE FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

The warrantor guarantees that its Deep Tissue Massager will be free from manufacturing defects under normal use for a period of one-year. This warranty covers only normal use, and does not apply to use in any clinical or commercial applications. This warranty is voided if the unit is misused or abused in any manner.

If the Deep Tissue Massager fails to conform to this limited warranty, return the Heating Pad postage prepaid to: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031**. When returning a product, please also include: (i) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (ii) a written description of the problem; and (iii) your name, address and telephone number. Carefully package the product to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. At our option, the warrantor will repair or replace the unit found to be defective in materials or workmanship under normal consumer usage. The purchaser will be notified of any additional repairs required prior to completing the repair, and will be responsible for parts charges, if any, and repair charges not covered by this limited warranty.

EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL THE WARRANTOR BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR DAMAGES TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT OR PERSONAL INJURIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

THERA|CARE

Masajeador de Tejido Profundo

Modelo 19-016



**LEA LAS INSTRUCCIONES
DETENIDAMENTE PARA ASEGURAR EL
USO APROPIADO Y EL FUNCIONAMIENTO
SEGURO DE SU MASAJEADOR.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES MANUAL • ESPAÑOL

índice

Introducción	10
Advertencias y precauciones.....	11-12
Funciones de su masajeador de tejido profundo	13
¿Cómo usar su masajeador de tejido profundo?.....	14
Cuidado, mantenimiento y almacenamiento.....	14
Especificaciones eléctricas	15
Información de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC por su sigla en inglés)	15
Garantía	16

Línea de ayuda gratuita de atención al cliente: 1-866-326-1313
Lunes - Viernes 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST

Manufactured for
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031

Hecho en China

#93-1564 11/22
©2022 Veridian Healthcare, LLC

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar este masajeador de tejido profundo. Lea completamente este manual de instrucciones antes de usar su unidad para garantizar un uso seguro y eficaz, así como una larga vida útil del producto.

Los masajeadores personales están destinados a la comodidad personal, incluido el alivio temporal de dolores y molestias menores. No está diseñado para uso médico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

GRACIAS POR COMPRAR ESTE MASAJEADOR DE TEJIDO PROFUNDO. LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO Y EFECTIVO Y UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA DEL PRODUCTO.



PELIGRO-- PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO SE DEBE UTILIZAR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando usa su aparato electrónico, debe respetar las precauciones básicas, entre ellas:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTES DE USAR ESTE MASAJEADOR.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA. NO LO USE CUANDO ESTÁ EN EL AGUA.

PELIGRO

Para reducir los riesgos de muerte o heridas por descargas eléctricas:

1. No agarre un aparato que se ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
2. No lo use mientras se está bañando o en la ducha.
3. No coloque o almacene el aparato donde puede caer en una bañera o un lavabo. No lo coloque o arroje en el agua u otro líquido.
4. Siempre desconecte su aparato del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
5. No use el masajeador sin accesorios.

ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos de quemaduras, descargas eléctricas o heridas:

1. Este aparato siempre debe usarse cuando está conectado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no se usa y antes de colocar o sacar los cabezales masajeadores.
2. No use este aparato debajo de una sábana o almohada. El masajeador se puede sobrecalentar y causar incendios, descargas eléctricas o heridas.
3. Es necesario prestar suma atención cuando se usa este aparato en niños o personas discapacitadas o cerca de ellos, o cuando esas personas lo usan.
4. Este masajeador contiene un motor magnético electrónico. Para evitar

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

riesgos de heridas, no debe usarse a seis pulgadas de un dispositivo cardíaco implantable.


5. Use este aparato solo para el uso para el cual está destinado, tal como se describe en este manual. No use accesorios que no recomienda el fabricante.
6. Nunca use este aparato si tiene un cable dañado, si no está funcionando adecuadamente, si se ha caído o dañado o si cayó al agua.
7. No lleve este aparato con un cable eléctrico o use el cable como palanca.
8. Enrolle el cable sin apretarlo cuando vaya a guardar la unidad; si lo enrolla muy apretado podría dañar el cable y sus partes internas.
9. Mantenga alejado el cable de superficies calientes.
10. Nunca arroje o inserte objetos en alguna apertura de este aparato.
11. No lo use al aire libre.
12. No lo use en lugares donde se están usando productos en aerosol o se está suministrando oxígeno.
13. En caso de embarazo, diabetes o enfermedad, consulte con su médico antes de usar este masajeador.
14. No use el masajeador si tiene lo siguiente: piel sensible, zonas hinchadas o inflamadas donde hay mala circulación; en piel no sensible donde hay erupciones cutáneas; donde hay dolor abdominal o de pantorrilla sin razón alguna en venas varicosas, en el frente del cuello o en zonas genitales.
15. No use accesorios dañados. Deje de usar accesorios si están agrietados o rotos. Podría causar heridas en la piel.
16. Para desconectarlo, APAGUE todos los controles y desconecte el cable del tomacorriente.
17. No use el masajeador muy cerca de ropas o joyas sueltas.
18. Mantenga el pelo largo alejado del masajeador mientras lo usa.
19. Use la función de calor con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No se debe usar sobre áreas de la piel sensibles o si tiene mala circulación. El uso no supervisado del calor por parte de niños o personas discapacitadas puede ser peligroso.

FUNCIONES DE SU MASAJEADOR DE TEJIDO PROFUNDO

ACCESORIOS PARA CABEZAL DE MASAJE

Este masajeador incluye 7 accesorios cabezales de masaje para una variedad de usos y experiencias de masaje. Elija el mejor cabezal para sus preferencias de comodidad personales.

			
<p>CABEZAL REDONDO DE MASAJE Cabezal general para usarlo en todo el cuerpo.</p>	<p>CABEZAL CON CALOR DE MASAJE Cabezal en forma de cúpula grande para usarlo con la función de calor.</p>	<p>CABEZAL PRECISO DE MASAJE Nodos suaves de silicona para la relajación muscular profunda.</p>	<p>CABEZAL DE PIE DE MASAJE Nodos pequeños en forma de nudo y de silicona para usarlos en los pies.</p>
			
<p>CABEZA DE MASAJE DE ACEITE ESENCIAL Cabezal de aplicación para aplicar aceite o crema esencial.</p>	<p>CABEZAL DE MASAJE DE 6 NODOS Masaje profundo y penetrante para la espalda y la cintura.</p>	<p>CABEZAL SHIATSU DE MASAJE Nodos que separan músculos, nudos y adhesiones para relajación en puntos de activación específicos. Esto es adecuado para la parte trasera de la espalda, las plantas de los pies, los hombros y el cuello.</p>	



PANTALLA DIGITAL Y BOTONES

PANTALLA DIGITAL – Indica si está encendido / apagado, los NIVELES para todas las funciones y el CRONÓMETRO restante.

CRONÓMETRO – el cronómetro aparecerá automáticamente en 15 minutos. El masajeador se apagará después de 15 minutos. Después de configurar las preferencias, la pantalla mostrará la cuenta regresiva del cronómetro.

CALOR – para su uso solo con el cabezal con calor de masaje. El cabezal se iluminará en rojo para mostrar que está encendido.

MODO – 6 modos de masaje: A1, A2, A3, A4, A5, A6

VELOCIDAD – 6 velocidades de masaje: S1, S2, S3, S4, S5, S6

ON/OFF [ENCENDIDO/APAGADO] – Botón POWER (encendido/apagado)

¿CÓMO USAR SU MASAJEADOR DE TEJIDO PROFUNDO?

Lea la sección de **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES** de este manual antes de utilizar este producto y siempre use sentido común al operar cualquier dispositivo eléctrico.



INSTRUCCIONES FÁCILES PASO A PASO

1. Enchufe el producto en un tomacorriente estándar.
2. Elija y coloque el cabezal de masaje que desea usar. Asegúrese de que el cabezal esté colocado firmemente.
3. Use el controlador para fijar la fuerza y el modo de masaje deseados. Presione y suelte los botones Mode [Modo] y Speed [Velocidad] para desplazarse a través de las configuraciones. Empiece en la configuración más baja hasta que haya ajustado la fuerza del masajeador.
4. Si está usando el cabezal grande con calor de masaje, presione el botón 'Heating' [Calor] para activar la función de calor. El cabezal con calor de masaje se iluminará en rojo cuando está en uso.
5. El masajeador se apagará después de 15 minutos. Aparecerá una cuenta regresiva en la pantalla digital.
6. Siempre desenchufe el aparato cuando no lo esté usando. Almacenarlo lejos de los niños.

SU USO ES SEGURO EN: LOS BRAZOS, LOS HOMBROS, LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DE LA ESPALDA, LAS PIERNAS Y LOS PIES

NO LO USE EN: LA CARA, EL FRENTE DEL CUELLO Y LOS GENITALES

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

DESCONECTE EL MASAJEADOR DEL TOMACORRIENTE DESPUÉS DE UTILIZARLO Y ANTES DE LIMPIARLO.

- APAGUE y desconecte el masajeador cuando no lo está usando.
- No lo sumerja en agua.
- Masajeador corporal: para limpiarlo, hágalo con un paño suave. No use agua, no lo sumerja, no use jabón ni otros limpiadores químicos.
- CABEZALES MASAJEADORES: todos los cabezales, excepto el cabezal con calor de masaje, pueden limpiarse con jabón y agua calientes; enjuáguelo profundamente y permita que se seque por completo antes de usarlo. El cabezal con calor de masaje puede limpiarse con un paño suave; no lo moje ni sumerja.
- Almacenarlo en un lugar frío y seco. Evite exponerlo a la luz solar durante un período prolongado. No lo almacene en el baño o en otros ambientes húmedos.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE	AC 110 - 120V
FRECUENCIA	50 HZ
POTENCIA	25W

Información de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC por su sigla en inglés)

INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE REQUIERE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento inesperado.

NOTA: Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B según se establece en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, puede interferir negativamente en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir dicha interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conecte el aparato a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al circuito en el que está conectado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV.

PRECAUCIÓN: Los cambios o las modificaciones que no haya aprobado expresamente la parte responsable por el cumplimiento podrían impedir que el usuario pueda operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

El garante garantiza durante el período de un año, que su Masajeador de tejido profundo no tendrá defectos de fabricación bajo condiciones normales de uso. Esta garantía cubre solo el uso normal, no se aplica al uso en cualquier aplicación clínica o comercial. Esta garantía se anulará si la unidad se usa en forma incorrecta o si se abusa de ella de cualquier manera.

Si el masajeador de tejido profundo no cumple con esta garantía limitada, devuelva la almohadilla eléctrica por correo prepagado a: **At: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031**. Cuando regrese un producto, incluya también: (i) una copia de su recibo, factura u otro comprobante de compra similar; (ii) una descripción por escrito del problema; y (iii) su nombre, dirección y número telefónico. Empaque cuidadosamente el producto para evitar cualquier daño que pudiera ocurrir durante en envío. Se recomienda seguro de envío con acuse de recibo. Según su elección, el garante reparará o reemplazará la unidad que se determine defectuosa en materiales o mano de obra bajo el uso normal del usuario. El comprador será notificado de cualquier reparación adicional requerida antes de completar la reparación, y será responsable de cubrir los cargos por partes, si los hubiese, y los cargos por reparación no cubiertos por esta garantía limitada.

SALVO EN LA MEDIDA EN QUE SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS QUEDAN EXCLUIDAS, LAS CUALES INCLUYEN ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EL DERECHO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN VEZ DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE, YA SEA POR CONTRATO O POR ACTO ILÍCITO (QUE INCLUYE NEGLIGENCIA) POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSIGUIENTE DE CUALQUIER TIPO, O PÉRDIDA DE OTRA PROPIEDAD O EQUIPO O DAÑOS A LOS MISMOS, O LESIONES PERSONALES QUEDAN EXCLUIDOS EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY

En algunos estados y jurisdicciones no se admiten los daños incidentales o emergentes exclusivos, ni la limitación de éstos, ni la limitación de la duración de una garantía implícita. Por lo tanto, las limitaciones o exclusiones citadas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro, o de una jurisdicción a otra.